

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	07-11-2024
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	9
Date du concours :	06-02-2025
A propos du poste :	

Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvrier en vue d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux de le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité. Ils peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, s'ils sont titulaires des permis de conduire adaptés en cours de validité. Ils peuvent en outre participer aux dispositifs de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique et être chargés de toutes missions entrant dans le champs de compétences des services logistiques.

Informations sur l'établissement

Nom :	centre hospitalier de la basse-terre
Ville :	97100 Basse-Terre
Site Web :	http://www.ch-labasseterre.fr

Pour candidater

Date limite de candidature :	06-01-2025
Conditions de candidature :	

Aucune condition de titres ou de diplôme n'est exigée.

Pièces à fournir :

Le dossier de candidature devra comporter :

- une demande d'admission à concourir établie sur papier libre,
- un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre,

- un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination,
- la copie des diplômes détenus,
- les trois dernières évaluations professionnelles,
- Et tout document complémentaire que le candidat jugera nécessaire.

Tout dossier incomplet sera déclaré irrecevable.

Adresse postale pour l'envoi des candidatures : Centre Hospitalier de la Basse Terre
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Médicales
Avenue Gaston feuillard
97109 BASSE-TERRE