

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Technicien hospitalier de 2e classe - Technicien supérieur hospitalier

Informations sur le concours

Publié le :	14-01-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Date du concours :	16-04-2025
A propos du poste :	

1 poste de Technicien Hospitalier de 2ème classe, spécialité techniques bio-médicales

Informations sur l'établissement

Nom :	CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
Ville :	40000 Mont-de-Marsan
Site Web :	http://www.ch-mt-marsan.fr

Pour candidater

Date limite de
candidature : 14-03-2025

Conditions de candidature :

Peuvent faire acte de candidature, toutes personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011 dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs hospitaliers.

Pièces à fournir :

Les dossiers de candidatures devront comporter une lettre manuscrite de motivation, un curriculum vitae détaillé, la copie des diplômes et titres, la copie de la carte d'identité recto/verso en cours de validité, un descriptif des formations suivies, un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire.

Adresse

postale pour
l'envoi des
candidatures :

Ces dossiers de candidatures doivent être adressés au plus tard le 14 mars 2025, par lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi), au Directeur des Ressources Humaines du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, Avenue Pierre de Coubertin, 40 024 Mont-de-Marsan Cedex.