

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

| | |
|--|-------------------|
| Publié le : | 14-04-2025 |
| Filière : | Filière technique |
| Catégorie : | C |
| Type(s) de concours : | Sans concours |
| Voie(s) d'accès : | Externe |
| Nombre de postes offerts par l'établissement : | 7 |
| Date du concours : | 26-06-2025 |

Informations sur l'établissement

| | |
|------------|---|
| Nom : | EPSMS AR GOUED |
| Ville : | 22940 Plaintel |
| Site Web : | https://ar-goued.bzh/ |

Pour candidater

| | |
|------------------------------|------------|
| Date limite de candidature : | 13-06-2025 |
| Conditions de candidature : | |

Les candidats doivent remplir les conditions énumérées à l'article L321-1 du code général de la fonction publique.

Pièces à fournir :

- Une lettre de motivation,
- Un curriculum vitae,
- Une photocopie de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des états membres de l'Union européenne, ou du passeport,
- Pour les candidats âgés de moins de 25 ans, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national
- Permis de conduire

Tout dossier incomplet sera irrecevable

Mail pour l'envoi des candidatures : ressources.humaines@ar-goued.bzh

Adresse postale pour l'envoi des candidatures : AR GOUED

Lieu-dit Saint-Quihouët

