

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	03-04-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	6
Date du concours :	03-06-2025
A propos du poste :	

Une commission de recrutement sans concours se réunira au GHU Paris psychiatrie et neurosciences en vue de pourvoir 6 postes d'agents d'entretien qualifiés au titre de l'année 2025.

Vu le code de la fonction publique ;

Conformément au décret n°2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, aucune condition de titre ou diplôme n'est exigée.

Informations sur l'établissement

Nom :	GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Ville :	75014 Paris
Site Web :	https://www.ghu-paris.fr/fr

Pour candidater

Date limite de candidature : 03-05-2025

Conditions de candidature :

Les candidats doivent remplir les conditions énumérées à l'article L321-1 du code général de la fonction publique.

Pièces à fournir :

Les dossiers de candidatures doivent comporter :

- o Une lettre de candidature (portant la référence « recrutement sans concours AEQ » et présentant les motivations du candidat)

- o Un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés
- o Un justificatif de nationalité française (ou UE)

Les dossiers de candidatures doivent être adressés au plus tard le 2 mai 2025 en 3 exemplaires (cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante :

Mail pour l'envoi des candidatures :

concoursdrh@ghu-paris.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

GHU Paris psychiatrie et neurosciences

Direction des Ressources Humaines

Recrutement sans concours AEQ

1 rue Cabanis - 75014 PARIS