

### Agent des services hospitaliers qualifiés - ASHQ

#### Informations sur le concours

Publié le :	15-04-2025
Filière :	Filière soins
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	10
Date du concours :	08-09-2025
A propos du poste :	

#### DEFINITION DU POSTE :

L'agent des services hospitaliers contribue à la qualité du séjour du patient par l'entretien et l'hygiène des locaux, l'amélioration du cadre de vie et l'accueil des familles. Il organise son travail en tenant compte des besoins et de l'activité du service.

#### MISSIONS GENERALES :

- Réaliser des opérations de bio-nettoyage des surfaces et des locaux (Chambres, lieux communs, couloirs...)
- Participer à la lutte contre les infections nosocomiales en appliquant les instructions relatives au bio-nettoyage et aux règles d'hygiène générale

#### MISSIONS SPECIFIQUES DE L'ETABLISSEMENT :

- Réaliser des activités hôtelières (acheminement des chariots entre l'office et les unités, Participation au service de restauration en collaboration avec l'AS (mise en température Si nécessaire, distribution des repas, desserte, vaisselle...)
- Réaliser des activités de blanchisserie (gestion du linge propre /sale...)
- Réaliser ponctuellement des brancardages de patients à la demande de l'IDE hors disponibilité du service de transports internes
- Réaliser certaines courses (services techniques, pharmacie, EFS, laboratoire, interservices...) hors présence et périmètre du service des coursiers

#### ACTIVITES :

- Approvisionnement en produits, en matériel dans son domaine
- Contrôle et suivi de la propreté des locaux, dans son domaine d'activité
- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité
- Nettoyage et entretien des locaux et des outils spécifiques à son domaine d'activité
- Evacuation des déchets de diverses natures
- Recueil et collectes de données ou d'informations spécifiques à son domaine d'activité
- Renseignements de documents, de fichiers (fiches d'activité, de traçabilité...)
- Suivi des actions mises en œuvre
- Vérification, contrôle du fonctionnement et essais de matériels, équipements propres à l'activité (autolaveuse, centrale vapeur...)

## Informations sur l'établissement

Nom : CENTRE HOSPITALIER DAX CÔTE D'ARGENT

Ville : 40100 Dax

Site Web : <https://www.ch-dax.fr/>

## Pour candidater

Date limite de candidature : 16-06-2025

Conditions de candidature :

Le recrutement est ouvert sans condition de titres ou de diplômes.

Pièces à fournir :

Les candidatures doivent être adressées au Centre Hospitalier de Dax – Côte d'Argent, Monsieur le Directeur, service DRH, Boulevard Yves du Manoir, 40100 DAX et doivent être accompagnées d'un dossier complet comportant les pièces suivantes :

- Une demande écrite d'admission à concourir (lettre de candidature),
- Un curriculum vitae (CV) détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés,
- Une photocopie d'une pièce d'identité : passeport ou carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne en cours de validité.

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

CENTRE HOSPITALIER DE DAX COTE D'ARGENT  
SERVICE DRH - A L'ATTENTION DE M. LE DIRECTEUR  
BOULEVARD YVES DU MANOIR  
40100 DAX