

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	15-04-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	10
Date du concours :	25-06-2025

Informations sur l'établissement

Nom :	CENTRE HOSPITALIER DE BEZIERS
Ville :	34500 Béziers
Site Web :	https://www.ch-beziers.fr

Pour candidater

Date limite de candidature :	13-06-2025
Conditions de candidature :	

Une sélection professionnelle est organisée au Centre Hospitalier de Béziers en vue de pourvoir les postes vacants suivants :

- 10 postes d'agent(e)s d'entretien qualifié(e)s

Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

Pièces à fournir :

Le dossier de candidature doit comporter :

- Une lettre de candidature
- Un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies, les différents diplômes obtenus et les emplois occupés en précisant leurs durées
- La copie des diplômes obtenus
- La copie de la carte d'identité ou du livret de famille

Le dossier de candidature doit être retourné en 5 exemplaires

Mail pour l'envoi des candidatures :

drh@ch-beziers.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Madame la Directrice des Ressources Humaines

du Centre Hospitalier

2 rue Valentin Haüy - Boîte postale 740

34525 BEZIERS CEDEX