

## Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

### Agent des services hospitaliers qualifiés - ASHQ

#### Informations sur le concours

Publié le :	16-04-2025
Filière :	Filière soins
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Date du concours :	16-06-2025
A propos du poste :	

Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel (article 5 du décret 2021-1825 du 24 décembre 2021). Poste sur le Foyer d'accueil médicalisé

#### Informations sur l'établissement

Nom :	EPD Louis Philibert
Ville :	13610 Le Puy-Sainte-Réparate
Site Web :	<a href="https://www.epd-louisphilibert.fr">https://www.epd-louisphilibert.fr</a>

#### Pour candidater

Date limite de candidature : 16-05-2025

Conditions de candidature :

Recrutement sans concours, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude.

-Jouir de ses droits civiques,

-Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat Membre de la Communauté Européenne ou d'un autre état faisant partie de l'accord sur l'Espace Economique Européen,

-Ne pas avoir de mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice de ses fonctions (à noter que seule l'administration est habilitée à demander ce document),

-N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction,

-Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'Armée ou de la journée d'Appel de Préparation à la Défense.

Pièces à fournir :

Les dossiers d'inscription doivent parvenir au plus tard un mois avant la date de la commission au directeur de l'établissement organisateur du concours. Le candidat devra y joindre les pièces suivantes :

- une lettre manuscrite d'inscription au concours et portant les motivations du candidat
- un curriculum vitae détaillé indiquant les diplômes obtenus, les formations suivies ainsi que les emplois occupés,
- un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune infirmité ou maladie incompatible avec l'exercice des fonctions
- photocopie de la pièce d'identité ou du livret de famille
- Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
- Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé.

Mail pour l'envoi des candidatures :

hfreuchet@epd-louisphilibert.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Etablissement Public Départemental « LOUIS PHILIBERT »  
2991 RD 561 - CS 20045  
13610 Le Puy Ste Réparate