

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	05-05-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Date du concours :	01-10-2025
A propos du poste :	

Un recrutement sans concours pour l'accès au grade d'Agent d'Entretien Qualifié (AEQ) est ouvert au sein du Centre Hospitalier de Vichy : 1 poste à pourvoir.

La date est prévisionnelle et pourra être modifiée en fonction des agendas des membres du jury.

Informations sur l'établissement

Nom :	CENTRE HOSPITALIER DE VICHY
Ville :	03200 Vichy
Site Web :	http://www.ch-vichy.fr

Pour candidater

Date limite de candidature :	01-08-2025
Conditions de candidature :	

- 1) peuvent être inscrits sur cette liste les candidats, sans condition de titre ou de diplômes, sélectionnés par une commission.
- 2) avoir la nationalité française ou européenne
- 3) jouir de ses droits civiques
- 4) n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatible avec les fonctions exercées
- 5) être à jour au regard du service militaire et/ou avoir accompli la journée défense et citoyenneté (agent ayant moins

de 25ans)

Pièces à fournir :

Dans le cadre de ce recrutement, les candidats devront adresser leur dossier de candidature constitué :

- d'une lettre de candidature,
- d'un curriculum-vitae détaillé indiquant le niveau d'études, les formations suivies et les emplois occupés,
- la copie des titres et diplômes (facultatif),
- la photocopie de la carte nationale d'identité (recto-verso) ou du passeport en cours de validité.

Mail pour l'envoi des candidatures :

francoise.peronneau@ch-vichy.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

CENTRE HOSPITALIER DE VICHY

Direction des Ressources Humaines et des Relations Sociales

BP2757

03207 VICHY Cedex