

Technicien hospitalier

Informations sur le concours

Publié le :	16-05-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Date du concours :	30-06-2025

Informations sur l'établissement

Nom : EHPAD LE VERGER
Ville : 63340 Saint-Germain-Lembron

Pour candidater

Date limite de candidature : 31-05-2025
Conditions de candidature :

- Vous êtes titulaire d'un CAP cuisine ou détenez une expérience équivalente,
- Vous détenez des Compétences avérées en management en restauration, avec une capacité à diriger et motiver une équipe,
- Vous êtes rigoureux(se), ponctuel(le) et appréciez le travail d'équipe,
- Vous avez le Permis B et êtes véhiculé(e),
- Vous aurez à cœur de mettre à profit ou de développer vos talents/vos passions pour notre établissement.

Pièces à fournir :

Diplômes
Certificats de travail

Mail pour l'envoi des candidatures : rh@ehpad-leverger.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :
EHPAD LE VERGER
Chemin de la Plagne
63340 SAINT GERMAIN LEMBRON

