



Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Ingénieur hospitalier en chef

Informations sur le concours

Publié le :	02-06-2025
Filière:	Filière technique
Catégorie :	A
Type(s) de concours :	Sur épreuves
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Date du concours :	12-09-2025
nformations sur l'établissement	
Nom : centre hospitalier de Denain	
Ville: 59220 Denain	
Pour candidater	
Date limite de candidature :	06-08-2025
Conditions de candidature :	
Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2024 précité, les candidats doivent justifier avoir accompli, au 1er janvier 2025, cinq ans au moins de services publics effectifs.	
Les candidats doivent, par ailleurs, satisfaire au de la Fonction Publique, à savoir :	x conditions fixées aux articles L.321-1 et suivants du Code Général
	n Européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace orre ou d'un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueu
-Jouir de ses droits civiques dans l'Etat dont ils	sont ressortissants,
-Remplir les conditions d'aptitude physique exig	gées pour l'exercice de la fonction,
-Disposer d'un bulletin n°2 de casier judiciaire d	lont les mentions sont compatibles avec l'exercice des fonctions,

Pièces à fournir :

-Un curriculum vitae, le cas échéant accompagné d'attestations d'emploi,

-Etre en position régulière au regard du code du service national.

- -Les diplômes et titres de formation, certifications et équivalences,
- -La photocopie de la carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité,
- -Un état signalétique des services militaires ou une pièce attestant de la situation au regard du code du service national,
- -Un dossier dont le contenu est détaillé en annexe 1 de la présente décision

Mail pour l'envoi des candidatures : klefevre@ch-denain.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures : Centre Hospitalier de Denain

Direction Général

A l'attention de Madame Agnès LYDA TRUFFIER

25 Av. Jean Jaurès

59220 Denain