

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Agent de maîtrise (C2)

Informations sur le concours

Publié le :	16-06-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sur titres, Sur épreuves
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Date du concours :	16-08-2025
A propos du poste :	

Poste Coordination ECN en Ehpad

Informations sur l'établissement

Nom : CENTRE HOSPITALIER DE BAGNERES DE BIGORRE
Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Pour candidater

Date limite de candidature : 16-07-2025
Conditions de candidature :

Les agents de maîtrise ouvrière sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 4-6 du décret n°2016-636 du 19 mai 2016.

Les concours internes sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique de l'État et aux militaires, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Ce concours est complété d'une ou plusieurs épreuves. Les candidats doivent être titulaires de l'un des diplômes, certifications ou équivalences délivrés par la commission instituée par le décret du 13 Février 2007, correspondant à la ou les spécialités concernées, exigé pour accéder au concours d'ouvrier principal de 2° classe et justifier de trois années au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ils sont également ouverts, dans les mêmes conditions, aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au second alinéa du 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions mentionnées à cet alinéa.

Pièces à fournir :

Les candidatures doivent être adressées, par écrit, avant le 14 JUILLET 2025.

A l'appui de leur demande, les candidats doivent retirer un dossier d'inscription auprès du bureau du Personnel de l'établissement pour lequel il postule et fournir les pièces suivantes :

- une lettre de candidature
- un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre,
- une photocopie de la carte nationale d'identité,
- la photocopie des diplômes, titres et certificats dont ils sont titulaires,
 - une attestation de durée de services publics
 - 2 enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat,

Mail pour l'envoi des candidatures :

cclaverie@ch-tarbes-lourdes.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier Tarbes Lourdes
Boulevard de l'attre de tassigny
BP 1330
65013 TARBES CEDEX 9