

Infirmiers en soins généraux et spécialisés : ISG, IBODE, Puéricultrices

Informations sur le concours

Publié le :	20-06-2025
Filière :	Filière soins
Catégorie :	A
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	3
Date du concours :	15-10-2025
A propos du poste :	

Au sein d'un récent établissement (ouvert en 2023), La Résidence Puy Martin, dispose de 140 chambres simples et lumineuses. Elles sont conçues pour répondre au confort et aux besoins des résidents, tout en limitant les troubles musculo-squelettiques pour les professionnels. Elles offrent chacune une superficie d'environ 21 m² comprenant une salle de bain aux normes handicapées avec douche à l'italienne et sont équipées de matériels adaptés à l'accompagnement de la personne âgée en perte d'autonomie fragilisée (lits médicalisés, adaptables, appel malade ...). 41 chambres sont équipées de rails plafonniers permettant de faciliter les transferts du lit au fauteuil en cas de grande dépendance.

L'IDE placé(e) sous la responsable directe du cadre de santé et de l'infirmière coordinatrice assure les missions suivantes: Coordination interne et continuité des soins Travail en collaboration avec les aides-soignants et contrôle des soins Travail en équipe pluridisciplinaire avec les auxiliaires médicaux et intervenants extérieurs Coordination avec médecins traitants, spécialistes, unités d'hospitalisations Information et accompagnement des résidents et des familles Développement d'un climat de confiance avec le résident et son entourage en assurant un suivi des prestations de qualité Prévention ou gestion des troubles de comportement, stimulation des capacités cognitives. Encadrement des stagiaires (IDE, AS,

Organisation du poste/cycle de travail:

- Un cycle de travail défini sur 8 semaines avec des postes en 12h et des postes du matin
- 7 postes du matin et 19 postes en 12h
 - Seulement 3 week-ends travaillés sur les 8 semaines
 - 30 jours de repos
 - Dispositif d'astreinte de nuit sur la base du volontariat avec valorisation financière systématique

Informations sur l'établissement

Nom : EHPAD RESIDENCE PUY MARTIN

Ville : 87410 Le Palais-sur-Vienne

Site Web : <https://le-palais.ehpad-lepalais-feytiat.fr/>

Pour candidater

Date limite de candidature : 07-09-2025

Conditions de candidature :

Les conditions d'accès à la fonction publique

- Jouir de ses droits civiques
- Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
- Ne pas avoir de mentions portées au bulletin n°3 de son casier judiciaire incompatibles avec l'exercice de ces fonctions
- N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction
- Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ou de la journée d'appel de préparation à la défense

Pour se présenter, les candidats doivent être titulaires :

Soit d'un titre de formation mentionné aux articles L.4311-3 et L.4311-5 du code de la santé publique (diplôme français d'état d'infirmier ou titre de formation listé dans l'article L.4311-3 en ce qui concerne les ressortissants européens, diplôme d'Etat infirmier de secteur psychiatrique)

Soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier délivrée en application de l'article L.4311-4 du code de la santé publique

Pièces à fournir :

Lettre de motivation, CV détaillé, copie du diplôme d'infirmier d'Etat, tout justificatif confirmant l'inscription à l'ordre infirmier

Mail pour l'envoi des candidatures : accueil.palais@ehpad-palaisfeytiat.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :
EHPAD Résidence Puy Martin
1 Chemin du Mas
87410 LE PALAIS SUR VIENNE