

Agent des services hospitaliers qualifiés - ASHQ

Informations sur le concours

Publié le :	20-06-2025
Filière :	Filière soins
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	2
Date du concours :	25-09-2025
A propos du poste :	

2 poste d'Agent de Services Hospitaliers Qualifié

Informations sur l'établissement

Nom : FAM JEAN JANNIN
Ville : 38490 Les Abrets en Dauphiné

Pour candidater

Date limite de candidature : 24-08-2025
Conditions de candidature :

Peut candidater, toute personne ayant la nationalité française ou ressortissante d'un État membre de l'Union européenne

Aucune condition de diplôme ou de titre n'est exigée.

L'attention du candidat est attirée sur le fait que sa nomination en qualité d'agent stagiaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

- ne pas avoir une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions,
- être en position régulière au regard des obligations du service national,
- justifier des conditions d'aptitude physique requises aux fonctions.

Pièces à fournir :

- Un courrier accompagné d'un curriculum vitae détaillé indiquant, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
- Le diplôme précité, ou sa copie conforme
- Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union Européenne
- Pour les candidats agent de la fonction publique, un état signalétique des services publics,
- une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n°2),

Mail pour l'envoi des candidatures :

drh@famjannin.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Monsieur le Directeur

FAM Jean JANNIN

211 Chemin du Morand

38490 – LES ABRETS EN DAUPHINE