

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Animateur

Informations sur le concours

Publié le :	07-07-2025
Filière :	Filière socio-éducative
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Date du concours :	11-09-2025

Informations sur l'établissement

Nom : CH DE PUGET THENIERS

Ville : 06260 Puget-Théniers

Pour candidater

Date limite de candidature : 11-08-2025

Conditions de candidature :

Peuvent faire acte de candidature les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 du décret n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction Publique Hospitalière

Les candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au niveau IV et délivré dans les domaines correspondant aux missions confiées aux membres du corps telles que définies à l'article 3 ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 Février 2007.

Pièces à fournir :

A l'appuie de leur demande les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

Une lettre de candidature motivée

Un curriculum vitae indiquant les formations suivies et les expériences professionnelles antérieures

Les titres de formation, certifications et équivalences sont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents, Une photocopie de la carte national d'identité française ou ressortissant de l'un des états membres de l'UE ou du passeport;

Le cas échéant un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national une pièce attestant leur situation au regard du code du service national,

Le cas échéant un état signalétique des services publics accompagné de la fiche de poste occupé;

Le cas échéant les trois derniers avis sur la manière de servir

Mail pour l'envoi des candidatures :

a.bolgari@ch-puget-theniers.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Service des Ressources Humaines

Centre Hospitalier de Puget-Théniers

Quartier de la Condamine

06260 Puget-Théniers