

## Educateur technique spécialisé - ETS

### Informations sur le concours

Publié le :	07-07-2025
Filière :	Filière socio-éducative
Catégorie :	A
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Date du concours :	11-09-2025
A propos du poste :	

1 poste Educateur Technique spécialisé à temps plein

La mission de l'éducateur technique spécialisé consiste à œuvrer à l'insertion de personnes en situation de handicap en leur offrant dans un secteur protégé un soutien médico-social et éducatif destiné à favoriser leur épanouissement personnel et social.

### Informations sur l'établissement

Nom : CH DE PUGET THENIERS

Ville : 06260 Puget-Théniers

### Pour candidater

Date limite de candidature : 11-08-2025

Conditions de candidature :

S'agissant de la spécialité d'éducateur spécialisé, aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'un titre ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007.

Pièces à fournir :

A l'appuie de leur demande les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

- Une lettre de candidature motivée
- Un curriculum vitae indiquant les formations suivies et les expériences professionnelles antérieures

- Les titres de formation, certifications et équivalences sont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents,
- Une photocopie de la carte national d'identité française ou ressortissant de l'un des états membres de l'UE ou du passeport;
- Le cas échéant un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national une pièce attestant leur situation au regard du code du service national,
- Le cas échéant un état signalétique des services publics accompagné de la fiche de poste occupé;
- Le cas échéant les trois derniers avis sur la manière de servir

Mail pour l'envoi des candidatures :

[a.bolgari@ch-puget-theniers.fr](mailto:a.bolgari@ch-puget-theniers.fr)

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Service des Ressources Humaines

Centre Hospitalier de Puget-Théniers

Quartier de la Condamine

06260 Puget-Théniers