

### Technicien hospitalier de 2e classe - Technicien supérieur hospitalier

#### Informations sur le concours

Publié le :	04-08-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur épreuves
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	2
Date du concours :	09-10-2025
A propos du poste :	

#### AVIS DE CONCOURS INTERNE

#### TECHNICIEN HOSPITALIER DE 2 CLASSE – OPTION SÉCURITÉ

Le Centre Hospitalier de Saint-Laurent du Maroni organise, conformément aux dispositions du décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière et à l'arrêté du 30 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation d'un concours interne pour le recrutement de techniciens hospitaliers de 2 classe – option sécurité.

Nombre de postes à pourvoir : 2 postes.

Admissibilité :

Épreuve écrite : questionnaire à réponses courtes et/ou cas pratique relatif aux missions techniques et de sécurité dans un établissement hospitalier (durée : 3 heures, coefficient 2).

Date : 8 octobre 2025

Lieu : Centre Hospitalier de Saint-Laurent du Maroni

Admission :

Épreuve orale : entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances techniques en matière de sécurité incendie et de sûreté hospitalière, ainsi que sur sa capacité à exercer les missions d'encadrement technique (durée : 20 minutes, coefficient 3).

Date : 29 octobre 2025

Lieu : Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Laurent du Maroni

## COMPOSITION DU JURY :

- Le directeur de l'établissement ou son représentant, président du jury,
- Deux experts techniques dans le domaine de la sécurité hospitalière,
- Un cadre supérieur ou ingénieur hospitalier de la fonction publique hospitalière,
- Un représentant du personnel (membre du CTE ou du CST).

Le secrétariat du jury sera assuré par la Direction des Ressources Humaines.

## Informations sur l'établissement

Nom : CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS

Ville : 97320 Saint-Laurent-du-Maroni

## Pour candidater

Date limite de candidature : 08-09-2025

Conditions de candidature :

Peuvent se présenter à ce concours interne :

- Les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière,
- Justifiant de quatre années au moins de services publics effectifs dans un corps ou cadre d'emplois technique de catégorie C ou d'un niveau équivalent,
- Et remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique (nationalité, droits civiques, aptitude physique, etc.).

Les agents doivent relever de l'option Sécurité (prévention et sécurité incendie, protection des biens et des personnes, gestion des risques).

Pièces à fournir :

Le dossier de candidature comprendra :

- Une demande manuscrite de participation,
- Un curriculum vitae détaillé,
- Les copies des diplômes, titres ou attestations requis,
- Les états de service (fournis par le service RH),
- Une pièce d'identité en cours de validité.

Mail pour l'envoi des candidatures : s.lawnand@ch-ouestguyane.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Centre Hospitalier de Saint-Laurent du Maroni

Direction des Ressources Humaines – Concours Technicien Hospitalier

BP 211 – 97393 Saint-Laurent du Maroni Cedex