

Technicien hospitalier de 2e classe - Technicien supérieur hospitalier**Informations sur le concours**

Publié le :	07-08-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Date du concours :	15-10-2025
A propos du poste :	

SPECIALITE INFORMATIQUE

Informations sur l'établissement

Nom :	Centre Hospitalier Samuel Pozzi
Ville :	24100 Bergerac
Site Web :	http://www.ch-bergerac.fr

Pour candidater

Date limite de candidature :	05-09-2025
------------------------------	------------

Conditions de candidature :

Peuvent faire acte de candidature, les candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau 5 (BTS, DUT) ou d'une qualification reconnue comme équivalente.

Pièces à fournir :

Les pièces justificatives à joindre à la demande de candidature sont :

- 1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre
- 2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi
- 3° Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents

4° Une photocopie de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne

5° Un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national

6° La fiche du poste occupé

Mail pour l'envoi des candidatures :

service.grh@ch-bergerac.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Centre Hospitalier Samuel POZZI

Mme Lorelei MIROT

9 Avenue du Professeur CALMETTE

24108 BERGERAC CEDEX