

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Moniteur éducateur

Informations sur le concours

Publié le :	11-09-2025
Filière :	Filière socio-éducative
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Date du concours :	10-11-2025
A propos du poste :	

Fonction

Le moniteur éducateur est membre de l'équipe éducative et pluridisciplinaire.

Il a pour mission d'assurer un accompagnement individualisé des enfants, en lien étroit avec leurs familles et l'ensemble des partenaires, dans une logique d'inclusion sociale, scolaire et professionnelle.

Il met en œuvre un accompagnement visant à favoriser l'autonomie, la sociabilisation et le développement global des personnes en situation de handicap accueillies au sein de l'établissement.

Il participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet d'établissement, des projets sociaux et éducatifs ainsi qu'à l'élaboration du rapport d'activité du service socio-éducatif de la structure dont il relève.

Rôle du moniteur éducateur

- Assurer un travail de référence éducative auprès des usagers.
- Accompagner l'utilisateur dans les différentes étapes de son parcours de vie.
- Contribuer à la mise en œuvre du projet individualisé.
- Créer et maintenir un lien éducatif avec les familles.
- Veiller à la protection et à la sécurité des usagers.
- Participer à la gestion de la vie quotidienne (internat, activités, rythmes de vie...)
- Élaborer, organiser et animer des projets d'activités éducatives, en interne et en lien avec les partenaires extérieurs.
- Représenter l'établissement dans certaines instances ou réunions extérieures.

- Participer à la réflexion institutionnelle (groupes de travail, réunions).
- Contribuer activement à la dynamique d'équipe et au projet d'établissement.
- Assurer l'accueil et l'accompagnement des stagiaires en formation.

Savoir-faire attendus

- Mettre en œuvre un accompagnement éducatif adapté aux besoins de la personne.
- Organiser et encadrer des séjours extérieurs ou activités de groupe.
- Gérer les actes de la vie quotidienne (accueil, repas, hygiène, etc.).
- Savoir créer une relation de confiance avec l'utilisateur et sa famille.
- Réaliser des observations éducatives, rédiger des rapports ou synthèses.
- Participer à l'élaboration des projets individualisés (PI) et rendre compte des synthèses.
- Maintenir un lien de coordination avec les familles, les partenaires et les membres de l'équipe pluridisciplinaire.
- Être force de proposition dans les réunions institutionnelles.
- Représenter l'établissement lors de réunions externes et faire retour à l'équipe.
- S'inscrire dans une démarche de formation continue.
- Transmettre ses savoir-faire et contribuer à la formation professionnelle.

Connaissances requises

- Connaissance du public accueilli et des spécificités du dispositif DITEP
- Projet d'établissement, projets de service et projets individualisés.
- Textes législatifs et réglementaires liés à l'action médico-sociale.
- Savoirs fondamentaux de la formation de moniteur éducateur (éducation spécialisée, développement de l'enfant /adulte, handicap, etc.)
- Techniques éducatives et gestion de la vie quotidienne.
- Techniques d'entretien avec les usagers et les familles.
- Connaissance du territoire et des ressources de droit commun.
- Connaissance du réseau partenarial local et des rôles de chaque acteur.
- Maîtrise des outils numériques liés à l'activité éducative (suivi, rédaction, communication).

Informations sur l'établissement

Nom : INSTITUT SUZANNE LÉGER

Ville : 87210 Oradour-Saint-Genest

Pour candidater

Date limite de candidature :

09-10-2025

Conditions de candidature :

Les avis d'ouverture des concours sont publiés au moins deux mois avant la date du concours. Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours au directeur de l'établissement organisateur du concours.

Ouvert aux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois- de la fonction publique.

Pièces à fournir :

A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :

1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique, dans le cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;

2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;

3° Les titres de formation, certifications et équivalences, notamment ceux requis pour le concours concerné aux articles 4 des décrets du 4 février 2014 susvisés, dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;

4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;

5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;

6° Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;

7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).

L'autorité organisatrice du concours arrête la liste des candidats autorisés à prendre part au concours, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues, suivant le corps concerné, aux articles 4 des décrets du 4 février 2014 susvisés.

Mail pour l'envoi des candidatures :

grh@isl87.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Le Prat, 87210 Oradour-Saint-Genest