

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Technicien hospitalier de 2e classe - Technicien supérieur hospitalier

Informations sur le concours

Publié le :	02-10-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	caitmansour@hopital-lecorbusier.fr
Date du concours :	28-01-2026
A propos du poste :	

Un concours externe sur titre va être organisé à l'Hôpital Le Corbusier - Firminy afin de pourvoir un poste de technicien supérieur hospitalier dans la spécialité informatique/numérique. Le concours externe sur titres est constitué d'une phase d'admissibilité et d'une épreuve d'admission.

La phase d'admissibilité du concours externe sur titres consiste en la sélection par le jury des dossiers des candidats en tenant compte des titres de formation ainsi que des éventuelles expériences professionnelles. Les candidats sont ensuite convoqués pour la phase d'admission qui consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury. Cet échange vise à apprécier les motivations et l'aptitude à exercer les missions dévolues à un TSH de 2e classe en poste au sein d'un service informatique hospitalier. Plusieurs questions techniques relatives à la spécialité informatique sont soumises aux candidats et font l'objet d'un temps de préparation avant l'entretien.

Informations sur l'établissement

Nom :	HOPITAL LE CORBUSIER
Ville :	42700 Firminy
Site Web :	https://www.hopital-lecorbusier.fr/

Pour candidater

Date limite de candidature :	28-12-2025
Conditions de candidature :	

Pour le concours externe, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente.

Pièces à fournir :

A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :

- 1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle, dans l'hypothèse où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat indique celle pour laquelle il souhaite concourir et, dans le cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ;
- 2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;
- 3° Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;
- 4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
- 5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national;
- 6° Éventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;
- 7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2 demandé par l'employeur).

Mail pour l'envoi des candidatures :

caitmansour@hopital-lecorbusier.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Hôpital Le Corbusier - Firminy
Direction des Ressources Humaines
2 Rue Robert Ploton
42700 FIRMINY