

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	07-10-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	2
Adresse d'envoi email des candidatures :	drh.carrieres@epsm-marne.fr
Date du concours :	05-12-2025
A propos du poste :	

L'Établissement Public de Santé Mentale de la Marne organise un recrutement sans concours dans le grade d'Agent d'Entretien Qualifié en vue de pourvoir 2 postes au Groupement d'Intérêt Public (GIP).

Informations sur l'établissement

Nom :	ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE MENTALE DE LA MARNE
Ville :	51000 Châlons-en-Champagne
Site Web :	https://www.epsm-marne.fr

Pour candidater

Date limite de candidature :	07-11-2025
Conditions de candidature :	

Aucune condition

Pièces à fournir :

Un dossier de candidature (lettre de motivation, CV détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée) devra être adressé, en 4 exemplaires, suite à la parution du présent avis sur le portail des concours de la fonction publique hospitalière, par écrit

Mail pour l'envoi des candidatures : drh.carrieres@epsm-marne.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures : Par voie postale ou remis en main propre à la DRH, à l'attention de :

Monsieur le Directeur de l'EPSM de la Marne

1 Chemin de Bouy

BP 70555

51022 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex