

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	13-10-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	drh-stgeniez@ght-rouergue.fr
Date du concours :	13-12-2025

Informations sur l'établissement

Nom : CENTRE HOSPITALIER ETIENNE RIVIE
Ville : 12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac

Pour candidater

Date limite de candidature : 12-11-2025
Conditions de candidature :

Aucune condition de diplômes et de titres n'est exigée.

Pièces à fournir :

Une lettre de motivation manuscrite explicitant l'intérêt du candidat pour les missions
Un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies, les emplois occupés en précisant la durée et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels le candidat a travaillé ainsi que les différentes fiches d'appréciation des établissements ou services dans lesquels le candidat a travaillé
Une photocopie de la carte d'identité ou un justificatif de nationalité pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté Européenne sera demandée le cas échéant.

Mail pour l'envoi des candidatures : drh-stgeniez@ght-rouergue.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures : Monsieur le Directeur, Centre Hospitalier Etienne Rivié, Sélection AEQ, Rue Rivié, 12130 Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac