

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	30-10-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	6
Adresse d'envoi email des candidatures :	
Date du concours :	01-03-2026

Informations sur l'établissement

Nom :	CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN
Ville :	02100 Saint-Quentin
Site Web :	https://www.ch-stquentin.fr

Pour candidater

Date limite de candidature :	30-12-2025
Conditions de candidature :	

Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

Pièces à fournir :

Tous les dossiers de candidature doivent contenir les pièces suivantes :

- 1) Le dossier d'inscription dûment complété et signé (à télécharger sur l'intranet, dans la rubrique « concours » ou disponible auprès du Bureau des concours) ;
- 2) Une lettre de motivation ;
- 3) Un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ;
- 4) Une pièce d'identité avec photo (carte d'identité, passeport, etc.) ;

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN,

Direction des ressources humaines

Bureau concours : « Recrutement sans concours »

1 avenue Michel de l'Hospital

02321 Saint-Quentin cedex