

Publié le :

Pièces à fournir :

Filière:



## Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

## Ingénieur hospitalier

## Informations sur le concours

Catégorie :	A
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	3 ème voie
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	sec.formation-continue@ch-moulins-yzeure.fr
Date du concours :	17-01-2026
A propos du poste :	
Un grade d'ingénieur hospitalier à pourvoir au choix	
nformations sur l'établissement	
Nom : CENTRE HOSPITALIER MOULIN	S YZEURE
Ville: 03000 Moulins	
Site Web: http://portailintranet.ch-moulins-yze	eure.fr/
Pour candidater	
Date limite de candidature :	17-12-2025
Conditions de candidature :	
Les membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers et du corps des techniciens hospitaliers et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe ou de technicien supérieur hospitalier de 1ère classe. Les services accomplis en qualité de titulaires ou de stagiaire sont pris en compte dans le calcul des huit ans.	

17-11-2025

Filière technique

Ce document devra notamment préciser votre motivation, vos expériences pertinentes et votre vision du poste envisagé.

parcours professionnel en lien avec le grade pour lequel vous souhaitez postuler.

Il est demandé de transmettre un mémoire de candidature explicitant votre parcours, vos compétences ainsi que votre

Mail pour l'envoi des candidatures : sec.formation-continue@ch-moulins-yzeure.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures : CH MOULINS-YZEURE

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

BP66

03006 MOULINS CEDEX