

du candidat);

formations suivies et des emplois occupés ;



Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	21-11-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	С
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	6
Adresse d'envoi email des candidatures :	
Date du concours :	03-02-2026
A propos du poste :	
AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS D'AGENTS D'E PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES nformations sur l'établissement	NTRETIEN QUALIFIES AU GHU PARIS
Nom : GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences	
Ville : 75014 Paris	
Site Web: https://www.ghu-paris.fr/fr	
Pour candidater	
Date limite de candidature :	23-01-2026
Conditions de candidature :	
Conformément au décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'ola fonction publique hospitalière, aucune condition de titre ou dip	
Pièces à fournir :	
Les dossiers de candidatures doivent comporter :	

o Une lettre de candidature (portant la référence « recrutement sans concours AEQ » et présentant les motivations

o Un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des

o Un justificatif de nationalité française (ou UE).

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

GHU Paris psychiatrie & neurosciences

Direction des Ressources Humaines

Recrutement sans concours AEQ

1 rue Cabanis - 75014 PARIS