

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	16-01-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	5
Adresse d'envoi email des candidatures :	
Date du concours :	29-04-2026
A propos du poste :	

- o 5 postes pour le Centre Hospitalier Alpes Léman.

Informations sur l'établissement

Nom :	Centre Hospitalier Alpes Leman
Ville :	74130 Contamine-sur-Arve
Site Web :	https://ch-alpes-leman.fr/

Pour candidater

Date limite de candidature :	23-03-2026
Conditions de candidature :	

Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un autre État membre de la Communauté Européenne

Jouir de ses droits civiques

Ne pas avoir subi de condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatible avec l'exercice des fonctions

Être en position régulière au regard des obligations du service national

Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Pièces à fournir :

Le dossier de candidature sera constitué des pièces suivantes :

1. Le formulaire d'inscription dûment rempli, à télécharger sur le site internet du CHAL/espace Concours, ou à retirer auprès du secrétariat de la Direction des Ressources Humaines du CHAL,
2. Une lettre de motivation,
3. Un curriculum vitae détaillé incluant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés,
4. Une photocopie de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'UE.

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi, à :

Centre Hospitalier Alpes Léman

Direction des Ressources Humaines - Concours

558 route de Findrol – BP 20500

74130 CONTAMINE SUR ARVE