

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Agent des services hospitaliers qualifiés - ASHQ

Informations sur le concours

Publié le :	17-02-2026
Filière :	Filière soins
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	4
Adresse d'envoi email des candidatures :	valerie.pioteyry@hopital-saint-galmier.fr
Date du concours :	30-04-2026
A propos du poste :	

L'Hôpital Maurice André organise une commission de recrutement à l'emploi : De 4 Agents des services hospitaliers qualifiés (2 postes en équipe hôtelière – 2 postes d'agent de service intervenant dans les soins)

Informations sur l'établissement

Nom :	HOPITAL MAURICE ANDRE
Ville :	42330 Saint-Galmier
Site Web :	https://www.hopital-saint-galmier.fr/

Pour candidater

Date limite de candidature :	17-04-2026
Conditions de candidature :	

Condition d'ancienneté : Peuvent faire acte de candidature les ASHQ en fonction dans l'établissement et disposant d'une ancienneté minimum de 18 mois au 30 avril 2026.

Condition de diplôme : Aucune condition de diplôme n'est requise.

Le recrutement aura lieu par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans l'établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination après une sélection des candidats par une commission composée d'au moins 3 membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement.

Seuls seront convoqués à un entretien fixé le 30 avril 2026, les candidats préalablement retenus par la commission de recrutement.

Pièces à fournir :

Une lettre de candidature

Un CV détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés

Une photocopie de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union Européenne,

Mail pour l'envoi des candidatures :

valerie.pioteyry@hopital-saint-galmier.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

HOPITAL MAURICE ANDRE

50 ROUTE DE CUZIEU

42330 SAINT-GALMIER