

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	20-02-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	2
Adresse d'envoi email des candidatures :	ch-drh@pssm.fr
Date du concours :	20-04-2026
A propos du poste :	
Selon statut	

Informations sur l'établissement

Nom :	Centre Hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel
Ville :	55000 Bar-le-Duc
Site Web :	https://ght-coeurgrandest.fr/les-etablissements/ch-de-bar-le-duc/

Pour candidater

Date limite de candidature :	19-03-2026
Conditions de candidature :	

Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée

Pièces à fournir :

Lettre de motivation

Un curriculum vitae détaillé

Une photocopie des titres de formation sur laquelle le candidat portera la mention "conforme à l'original" et sa signature

Une photocopie (recto/verso) de la carte nationale d'identité française en cours de validité

Mail pour l'envoi des candidatures :

ch-drh@pssm.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Centre Hospitalier de Bar le Duc Fains VéeI

1, Boulevard d'Argonne

55000 BAR LE DUC