

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	04-03-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	concours@ch-estran.fr
Date du concours :	01-06-2026
A propos du poste :	

1 poste d'agent d'entretien qualifié au service restauration (plonge)

Informations sur l'établissement

Nom : Centre Hospitalier de l'estran

Ville : 50170 Pontorson

Pour candidater

Date limite de candidature : 27-04-2026

Conditions de candidature :

Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

Pièces à fournir :

une lettre de candidature motivant cette demande (La réglementation ne mentionne pas de lettre de motivation dans les pièces à joindre par le candidat cependant celle-ci est fortement conseillée afin de permettre au jury d'apprécier les motivations du candidat à concourir)

un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés, en précisant leur durée

Mail pour l'envoi des candidatures : concours@ch-estran.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures : 7 Chaussée de Villechérel 50170 PONTORSON