

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	05-03-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	6
Adresse d'envoi email des candidatures :	
Date du concours :	15-06-2026
A propos du poste :	

La sélection est confiée à une commission. Au terme de l'examen du dossier de chaque postulant, la commission auditionne ceux dont elle a retenu la candidature.

Cette audition est publique.

Informations sur l'établissement

Nom :	HOPITAUX CIVILS DE COLMAR
Ville :	68000 Colmar
Site Web :	http://www.ch-colmar.fr/

Pour candidater

Date limite de candidature :	20-04-2026
Conditions de candidature :	

Aucune condition de titre, de diplôme ou d'ancienneté n'est exigée pour se porter candidat.

Pièces à fournir :

A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

un courrier de candidature,
un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau scolaire, les formations suivies, les emplois occupés en précisant la durée,
un justificatif de nationalité.

Les dossiers de candidature doivent être adressés à l'attention de Monsieur le Directeur des Hôpitaux Civils de Colmar – Direction des Ressources Humaines - 39, avenue de la Liberté – 68024 COLMAR Cedex.

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Hôpitaux Civils de Colmar - Service DRH/Concours

39, avenue de la liberté

68024 COLMAR Cedex