

Technicien hospitalier de 2e classe - Technicien supérieur hospitalier

Informations sur le concours

Publié le :	05-03-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	rh@hipr44.fr
Date du concours :	26-05-2026
A propos du poste :	

Ce concours constitue le report de la session initialement publiée le 17 février 2025 et dépubliée le 15 avril 2025, en raison de l'absence de jury, qui n'a pas permis la tenue des épreuves.

1 poste de TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER DE 2EME CLASSE dans le domaine de l'hygiène et sécurité spécialité sécurité incendie.

Date de concours prévisionnelle mi mai-juin 2026

MISSIONS

Le Chef d'Equipe de Sécurité Incendie détermine, pilote et coordonne l'ensemble des activités de sécurité incendie et de prévention, sur l'ensemble des sites de l'Hôpital Intercommunal du Pays de Retz.

- ****Prévention des incendies**** : Mise en œuvre et suivi des mesures de prévention pour réduire les risques d'incendie.
- ****Sensibilisation et formation**** : Organisation de sessions de sensibilisation et de formation pour le personnel hospitalier sur les procédures de sécurité incendie, l'utilisation des équipements de lutte contre les incendies, et les bonnes pratiques pour prévenir les risques.
- ****Gestion des situations d'urgence**** : Coordination et supervision des interventions en cas d'incendie ou d'autres situations d'urgence pour protéger les patients, le personnel et les visiteurs.
- ****Organisation des évacuations**** : Planification et exécution des exercices d'évacuation pour s'assurer que tout le personnel hospitalier est bien préparé à évacuer les lieux en toute sécurité en cas de besoin.
- ****Vérification des installations techniques**** : Inspection régulière des installations techniques (systèmes de détection, désenfumage, extincteurs, etc.) pour s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur conformité aux normes en vigueur.

- ****Rapports et documentation**** : Rédaction de rapports sur les incidents, les interventions et les exercices d'évacuation, ainsi que la mise à jour des documents de sécurité.

Informations sur l'établissement

Nom : HOPITAL INTERCOMMUNAL DU PAYS DE RETZ

Ville : 44210 Pornic

Site Web : <https://www.hipr44.fr>

Pour candidater

Date limite de candidature : 07-04-2026

Conditions de candidature :

Etre titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé correspondant à l'une des spécialités mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011 dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs hospitaliers.

Pièces à fournir :

1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre

2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies

3° Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents

4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne

5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national

6° Eventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé.

7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2

Mail pour l'envoi des candidatures : rh@hipr44.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

HOPITAL INTERCOMMUNAL DU PAYS DE RETZ

Service des Ressources Humaines

CS 91309

44213 PORNIC CEDEX