

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	09-03-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	
Date du concours :	09-05-2026
A propos du poste :	

1 poste d'Agent d'Entretien Qualifié au service ménager du Centre Hospitalier du Gers est à pourvoir par recrutement sans concours conformément aux dispositions prévues aux articles 4-2 à 4-5 du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié:

Informations sur l'établissement

Nom :	CENTRE HOSPITALIER DU GERS
Ville :	32000 Auch
Site Web :	https://www.ch-gers.fr

Pour candidater

Date limite de
candidature : 20-03-2026

Conditions de candidature :

Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée

Pièces à fournir :

Une lettre de candidature portant la référence « recrutement sans concours d'A.E.Q » et motivant cette demande ; ·

Un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude et comportant les formations suivies et les emplois occupés, en précisant la durée ; ·

Une copie de la carte nationale d'identité française ; ·

Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).

Adresse postale pour
l'envoi des
candidatures :

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DU GERS Direction des Ressources
Humaines et des Relations Sociales 10 rue Michelet - BP 70363 32008 AUCH CEDEX