

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	03-04-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	3
Adresse d'envoi email des candidatures :	adsejourne-talmard@ch-macon.fr
Date du concours :	15-06-2026

Informations sur l'établissement

Nom : CH MACON
Ville : 71000 Mâcon

Pour candidater

Date limite de candidature : 03-06-2026

Conditions de candidature :

Posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'espace économique européen,
Jouer de ses droits civiques et ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire des mentions incompatibles avec l'exercice de ses fonctions,
Être en situation régulière au regard des obligations militaires,
Satisfaire aux conditions d'aptitude physique exigées pour exercer la fonction,
Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

Pièces à fournir :

Les dossiers de candidature comprennent :

Le formulaire d'inscription (document joint à la note d'information) dûment rempli et signé, en 1 exemplaire,
Une lettre de motivation adressée à l'attention de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de Mâcon, en 4 exemplaires,
Un CV détaillé indiquant le niveau d'études, les formations suivies et les emplois occupés, en précisant la durée, en 4 exemplaires,
Une copie lisible de la pièce d'identité recto-verso ou du passeport en cours de validité, en 1 exemplaire.

Mail pour l'envoi des candidatures : adsejourne-talmard@ch-macon.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Centre Hospitalier de Mâcon

350, boulevard Louis Escande

71000 MACON