

## Ingénieur hospitalier

### Informations sur le concours

Publié le :	10-04-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	A
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	secretariatdrh@epsm-quimper.fr
Date du concours :	25-06-2026
A propos du poste :	

Ingénieur hospitalier - Informatique

### Informations sur l'établissement

Nom :	EPSM du Finistère Sud
Ville :	29000 Quimper
Site Web :	<a href="http://www.epsm-quimper.fr">http://www.epsm-quimper.fr</a>

### Pour candidater

Date limite de candidature :	10-05-2026
Conditions de candidature :	

Peuvent être candidats les titulaires d'un des diplômes délivré dans les conditions prévues par les articles L642-1 et suivants du code de l'éducation, d'un diplôme d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, correspondant à l'un des domaines mentionnés à l'article 2 du décret 2024-52 et reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007.

Pièces à fournir :

Le dossier de candidature est composé d'une lettre de motivation de deux pages maximum et accompagnée :

D'une copie des diplômes ou certificats  
D'un curriculum vitae dactylographié, le cas échéant accompagné d'attestations d'emploi

Une note de quatre pages maximum dactylographiée présentant les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés et, le cas échéant, un engagement personnel dans une activité associative ou extrascolaire à laquelle il a participé

Mail pour l'envoi des candidatures :

[secretariatdrh@epsm-quimper.fr](mailto:secretariatdrh@epsm-quimper.fr)

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

EPSM du Finistère Sud

DRH RS

CS 16003

29107 QUIMPER CEDEX