

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	15-04-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	2
Adresse d'envoi email des candidatures :	formation@ilvm.fr
Date du concours :	16-06-2026
A propos du poste :	

Un examen sans concours d'Agent d'Entretien Qualifié est organisé à l'Institut Le Val Mandé situé au 7 rue Mongenot 94160 Saint Mandé Cedex

Informations sur l'établissement

Nom :	Institut Le Val Mandé
Ville :	94160 Saint-Mandé
Site Web :	https://www.ilvm.fr

Pour candidater

Date limite de candidature : 16-05-2026

Conditions de candidature :

Etre de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen,
Jouir de ses droits civiques,
Ne pas avoir subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions,
Etre en situation régulière au regard des obligations militaires

Pièces à fournir :

Une lettre de motivation,
Un curriculum vitae détaillé, indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés,
La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité justifiant de la nationalité.
La photocopie d'une pièce justifiant de la situation au regard des obligations militaires

Mail pour l'envoi des
candidatures :

formation@ilvm.fr

Adresse postale pour l'envoi
des candidatures :

A l'attention de Monsieur Le Directeur des Ressources Humaines de l'Institut Le Val
Mandé, 7 rue Mongenot 94160 Saint Mandé Cedex