

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Technicien hospitalier

Informations sur le concours

Publié le :	07-05-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur épreuves
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	2
Adresse d'envoi email des candidatures :	
Date du concours :	30-09-2026

A propos du poste :

Concours interne sur épreuves de technicien hospitalier spécialité électricien

Informations sur l'établissement

Nom : CHU DE NANTES

Ville : 44000 Nantes

Pour candidater

Date limite de
candidature : 05-06-2026

Conditions de candidature :

Concours interne sur épreuves :

Peuvent faire acte de candidature, les fonctionnaires et agents des établissements hospitaliers, de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les militaires et les agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions.

Ils doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier 2026.

Pièces à fournir :

Les dossiers de candidature peuvent être demandés par courrier, ou retirés sur place. La liste des pièces à fournir est jointe au dossier de candidature.

Adresse postale pour l'envoi des candidatures : CHU de Nantes - Pôle Ressources Humaines – Suivi des Carrières - secteur concours - Immeuble Deurbroucq - 5 Allée de l'Île Gloriette - 44093 Nantes cedex 1