

Psychomotricien

Informations sur le concours

Publié le :	06-05-2026
Filière :	Filière rééducation
Catégorie :	A
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	s.pasquet@cac24.fr
Date du concours :	08-07-2026
A propos du poste :	

Le Centre Ailhaud Castelet est un établissement public médico-social pour enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de handicap. Il comprend deux services : l'ITEP et le SESSAD

ITEP :

Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques accueillent les enfants, adolescents ou jeunes adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant qui nécessite le recours à des actions conjuguées et à un accompagnement personnalisé.

Missions :

Réaliser un bilan des besoins de l'enfant;

Participer à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du projet personnalisé d'accompagnement en lien avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire;

Accompagner l'enfant afin de lui permettre de développer son autonomie au quotidien;

Amener l'enfant à se réapproprier de la sécurité motrice, du plaisir sensori-moteur et investir son corps en proposant des prises en charge individuelles ou groupales;

Développer les compétences de l'enfant dans les divers domaines de la psychomotricité;

Réaliser les bilans d'entrée afin de définir les besoins;

Accompagner les représentants légaux;

Participer aux réunions : synthèses, bilan, réunion sur des thématiques particulières, réunions de service, réunions de coordination ...;

Faire le lien avec les partenaires extérieurs sous la responsabilité de la cadre socio-éducative

Construire, animer et évaluer des groupes ou ateliers thérapeutiques selon les besoins repérés

Proposer des activités extérieures : culturelles, ludiques, sportives, ...

Ecrire des observations en vue de la synthèse, du bilan annuel CDAPH, d'un bilan écrit adressé à la famille, ...

Participer à la vie institutionnelle : journées portes ouvertes, démarche qualité, mise en œuvre du projet d'établissement et de service.

Informations sur l'établissement

Nom : Centre d'Ailhaud Castelet

Ville : 24750 Boulazac Isle Manoire

Site Web : <http://www.cac24.fr>

Pour candidater

Date limite de candidature : 04-06-2026

Conditions de candidature :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat de psychomotricien, ou d'une autorisation d'exercer mentionnée aux articles L4332-4 ou L4332-5 u code de la santé publique

Pièces à fournir :

Pour permettre l'examen de leur dossier par le jury, les candidats devront constituer un dossier comprenant obligatoirement les pièces énumérées ci-dessous :

- Une lettre de motivation détaillée
- Un curriculum vitae détaillé, mentionnant notamment les actions de formation suivies et l'expérience professionnelle avec, le cas échéant, les attestations d'emploi
- La copie des titres de formation, certifications ou diplômes requis
- La copie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française, ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union Européenne
- Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une pièce attestant de la situation du candidat au regard du code du service national
- Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé
- L'attestation d'honorabilité qui est obligatoire pour intervenir auprès des mineurs et qui doit être sollicité sur le site « honorabilite.social.gouv.fr ».

Pour information, l'établissement effectuera une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n°2).

Mail pour l'envoi des candidatures : s.pasquet@cac24.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures : CENTRE AILHAUD CASTELET

RUE DES ALSACIENS

24750 BOULAZAC