

## Manipulateur en électroradiologie médicale

### Informations sur le concours

Publié le :	21-05-2026
Filière :	Filière médico-technique
Catégorie :	A
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	3
Adresse d'envoi email des candidatures :	
Date du concours :	20-08-2026

### Informations sur l'établissement

Nom :	HOPITAUX DU LEMAN
Ville :	74200 Thonon-les-Bains
Site Web :	<a href="http://www.hopitauxduleman.fr">http://www.hopitauxduleman.fr</a>

### Pour candidater

Date limite de candidature : 20-07-2026

Conditions de candidature :

Les candidats titulaires soit d'un titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5 du Code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.

Pièces à fournir :

Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre ;  
Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant les périodes d'emploi et les actions de formation suivies ;  
Copie du titre de formation mentionné aux articles L. 4351-3 et L. 4351-5 du Code de la santé publique.

Adresse postale pour l'envoi  
des candidatures :

Direction des Ressources Humaines des Hôpitaux du Léman – 3, avenue de la Dame  
- CS 20526 - 74203 THONON LES BAINS CEDEX