

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	15-06-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	2
Adresse d'envoi email des candidatures :	
Date du concours :	01-10-2026
A propos du poste :	

Informations sur l'établissement

Nom :	CENTRE HOSPITALIER DE LAON
Ville :	02000 Laon
Site Web :	http://www.ch-laon.fr/chl_web/FR/

Pour candidater

Date limite de candidature :	01-09-2026
Conditions de candidature :	

Peuvent faire acte de candidature, les personnes remplissant l'ensemble des conditions mentionnées au titre II « Recrutement des fonctionnaires » (articles L320-1 à L327.12) du code général de la fonction publique.

Pièces à fournir :

Une lettre de candidature motivée manuscrite comportant les formations suivies et les éventuelles participations à des groupes de travail thématiques en interne ou externe,
Un curriculum vitae détaillé incluant le niveau scolaire, et le cas échéant, les emplois occupés en précisant leur durée,
Une copie des diplômes le cas échéant,
Un justificatif d'identité et de nationalité,
Un extrait de casier judiciaire.

Adresse postale pour l'envoi des candidatures
:
A l'attention de M.DUPAIN - 33 rue Marcelin Berthelot - 02000
LAON

