

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Adjoint administratif principal de 2e classe

Informations sur le concours

Publié le :	18-06-2026
Filière :	Filière administrative
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	ffarina@epd-louisphilibert.fr
Date du concours :	01-09-2026
A propos du poste :	

Les adjoints administratifs hospitaliers classe sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de dispositions législatives ou réglementaires. Ils peuvent également être chargés de fonctions d'accueil et de secrétariat et être affectés à l'utilisation des matériels de communication (article 3 du décret n° 2016-1704 du 12 décembre 2016)

Informations sur l'établissement

Nom :	EPD Louis Philibert
Ville :	13610 Le Puy-Sainte-Réparate
Site Web :	https://www.epd-louisphilibert.fr

Pour candidater

Date limite de candidature : 31-07-2026

Conditions de candidature :

- Jouir de ses droits civiques,
- Être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat Membre de la Communauté Européenne ou d'un autre état faisant partie de l'accord sur l'Espace Economique Européen,
- Ne pas avoir de mentions portées au bulletin n°2 du casier judiciaire incompatibles avec l'exercice de ses fonctions (à noter que seule l'administration est habilitée à demander ce document),
- N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction,
- Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'Armée ou de la journée d'Appel de Préparation à la Défense

- Ne pas être âgé de plus de 55 ans

Fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article L5 du CGFP, aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant 4 ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions justifiant de 4 ans de services auprès d'une administration, un organisme ou établissement relevant d'une organisation internationale intergouvernementale

Pièces à fournir :

Les dossiers d'inscription doivent parvenir au plus tard un mois avant la date de la commission au directeur de l'établissement organisateur du concours. Le candidat devra y joindre les pièces suivantes :

-une lettre manuscrite d'inscription au concours et portant les motivations du candidat

-un curriculum vitae détaillé indiquant les diplômes obtenus, les formations suivies ainsi que les emplois occupés,

-un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé attestant que le candidat n'est atteint d'aucune infirmité ou maladie incompatible avec l'exercice des fonctions

-photocopie de la pièce d'identité ou du livret de famille

-Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;

-Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé.

Mail pour l'envoi des candidatures :

ffarina@epd-louisphilibert.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

2991 RD561 CS 20045 13610 Le Puy sainte réparate