

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	24-06-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	3
Adresse d'envoi email des candidatures :	
Date du concours :	23-09-2026
A propos du poste :	

3 postes d'agent d'entretien qualifiés à temps plein.

Informations sur l'établissement

Nom :	CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
Ville :	40000 Mont-de-Marsan
Site Web :	http://www.ch-mt-marsan.fr

Pour candidater

Date limite
de candidature : 24-08-2026

Conditions de candidature :

Sans condition de diplôme

Pièces à fournir :

Les dossiers de candidature devront comporter une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité (Carte Nationale d'Identité recto/verso ou passeport) et un descriptif des formations suivies.

Adresse postale pour Ces dossiers devront être adressés au plus tard le 24 août 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception (le cachet de la poste faisant foi), au Directeur des Ressources Humaines du

l'envoi des
candidatures
:

Centre Hospitalier Intercommunal de Mont-de-Marsan et du Pays des Sources, 417 Avenue Pierre
de Coubertin, 40 024 Mont-de-Marsan Cedex.