

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Technicien hospitalier

Informations sur le concours

Publié le :	26-06-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	jessica.villard@ch-esquirol-limoges.fr
Date du concours :	15-10-2026
A propos du poste :	

Le Centre Hospitalier ESQUIROL organise, en application des dispositions du Décret

n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers de la Fonction Publique Hospitalière, un concours externe sur titres en vue du recrutement d'un technicien hospitalier, spécialité « dessin ».

Informations sur l'établissement

Nom : CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL

Ville : 87000 Limoges

Pour candidater

Date limite de candidature : 24-07-2026

Conditions de candidature :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret n°2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique correspondant à la spécialité.

Le concours externe sur titres est constitué :

- d'une phase d'admissibilité consistant en la sélection, par le jury, des dossiers des candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours. Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l'adéquation de la formation reçue à la spécialité pour laquelle concourt le candidat, ainsi que des éventuelles expériences professionnelles. Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission.

- d'une épreuve d'admission consistant en un entretien à caractère professionnel avec le jury se décomposant :
- en une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un technicien hospitalier notamment dans la spécialité dans laquelle il concourt (durée : 5 min au plus),
- en un échange avec le jury comportant des questions techniques relatives à la spécialité dans laquelle il concourt (durée : 25 min au plus).

La durée totale de l'épreuve est de 30 min (coef 2).

Pièces à fournir :

Les candidatures comportant obligatoirement :

1. une demande d'admission motivée à concourir établie sur papier libre,
2. un CV détaillé mentionnant notamment les actions de formation et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi,
3. les titres de formation, certifications et équivalences,
4. une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union Européenne,
5. le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national,
6. éventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche de poste,
7. une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n°2),
8. les attestations d'employeurs antérieurs,

Mail pour l'envoi des candidatures :

jessica.villard@ch-esquirol-limoges.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Madame la Directrice des Ressources Humaines
CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL
A l'attention de Madame Jessica VILLARD
15, rue du Docteur Marcland – BP 61730
87025 LIMOGES CEDEX