

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Agent d'entretien qualifié de l'APHP (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	10-07-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	n.brunrodez@bordeaux-metropole.fr
Date du concours :	24-09-2026
A propos du poste :	

Un recrutement sans concours est ouvert pour le recrutement d'un agent d'entretien H/F pour le CAAF - Multi Accueil du centre communal d'action social de la Ville de Bordeaux.

Informations sur l'établissement

Nom :	CCAS BORDEAUX
Ville :	33000 Bordeaux
Site Web :	https://www.bordeaux.fr

Pour candidater

Date limite de candidature :	08-09-2026
Conditions de candidature :	

Peut être candidat, toute personne : - possédant la nationalité française ou ressortissante des états membres de la COMMUNAUTE EUROPEENNE, - jouissant de ses droits civiques, - dont les mentions portées au B2 du casier judiciaire ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions, - en position régulière au regard du code du service national, - titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 4391-1 et L. 4392-1 du code de la santé publique

Pièces à fournir :

une demande d'inscription au concours établie sur papier libre, - une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé indiquant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi, - une photocopie du livret de famille ou de la carte d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres

de l' Union européenne, - le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national.

Mail pour l'envoi des candidatures :

n.brunrodez@bordeaux-metropole.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :