

Technicien hospitalier de 2e classe - Technicien supérieur hospitalier**Informations sur le concours**

Publié le :	17-07-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	recrutement@epahk.fr
Date du concours :	05-11-2026

Informations sur l'établissement

Nom : EPA HELEN KELLER
Ville : 76620 Le Havre

Pour candidater

Date limite de candidature : 17-09-2026
Conditions de candidature :

Peuvent faire acte de candidature, les candidats externes ainsi que les agents en poste dans l'établissement sous réserve qu'ils remplissent les conditions pour être nommés dans le grade :

Conditions générales d'inscription :

Posséder la nationalité française ou être ressortissant de l'un des états membres de l'union européenne ;
Jouir de ses droits civiques ;
Etre apte à l'emploi ;
Etre en position régulière au regard de la législation sur le code du service national.

Conditions d'inscription au concours sur titres :

Les titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à l'une des spécialités fixées par arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des spécialités des concours et des examens professionnels permettant l'accès aux 1er et 2ème grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers.

Pièces à fournir :

Les demandes d'admission à concourir devront être adressées, en 6 exemplaires.

A l'appui de la demande, les pièces suivantes doivent être jointes :

- 1 – Une demande d'admission à concourir, établie sur papier libre, en mentionnant les motivations à postuler sur le poste ;
- 2 – Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les emplois occupés et leurs durées, les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;
- 3 – Le(s) diplôme(s), titres de formation, certifications et équivalences dont le candidat est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;
- 4 – Une photocopie de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union Européenne ;
- 5 - Un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
- 6 - Tous les documents paraissant utiles à une appréciation exacte des aptitudes et compétences du candidat par le jury.

Mail pour l'envoi des candidatures :

recrutement@epahk.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Madame la Directrice

E.P.A. HELEN KELLER

Concours sur titres T.S.H 2ème CL

49, Rue Saint-Just – BP 9049

76072 LE HAVRE CEDEX