

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	20-07-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	2
Adresse d'envoi email des candidatures :	sec.drh@ch-arpajon.fr
Date du concours :	01-10-2026
A propos du poste :	

Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers, en vue notamment d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité. Les membres du corps des personnels ouvriers peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou militaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, s'ils sont titulaires des permis de conduire des catégories A, B C et D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs de véhicule sont soumis à des examens médicaux périodiques qui conditionnent la validité des permis de conduire requis.

Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques.

Informations sur l'établissement

Nom :	Centre Hospitalier d'Arpajon
Ville :	91290 Arpajon
Site Web :	https://www.ch-arpajon.fr/

Pour candidater

Date limite de candidature :	11-09-2026
Conditions de candidature :	

Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée mais les candidats doivent remplir l'ensemble des conditions générales suivantes requises pour accéder aux emplois publics :

posséder la nationalité française ou être ressortissant de l'Etat membre de l'Union Européenne ou d'autre partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
jouir de ses droits civiques (pour les communautaires dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;
avoir un casier judiciaire sans mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions pour les ressortissants français et les ressortissants communautaires (bulletin N°2 pour les ressortissants français) ;
remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

Pièces à fournir :

Pour la constitution du dossier, le candidat doit fournir les documents suivants :

La fiche de renseignement prévue dans la notice du concours (à retirer auprès du secrétariat de la DRH ou envoyé par mail sur demande à sec.drh@ch-arpajon.fr)
Une demande d'admission à concourir (lettre de candidature) établie sur papier libre ;
Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
La photocopie de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union Européenne ;
Un état signalétique des services publics (à demander au secteur paie – carrière / DRH)

Le dossier complet doit être retourné en version papier en 3 exemplaires

Mail pour l'envoi des candidatures :

sec.drh@ch-arpajon.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Centre Hospitalier d'Arpajon

Direction des Ressources Humaines

18 avenue de Verdun – 91290 Arpajon