

Agent des services hospitaliers qualifiés - ASHQ

Informations sur le concours

Publié le :	23-07-2026
Filière :	Filière soins
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	accueil@ehpad-verdun.fr
Date du concours :	01-10-2026
A propos du poste :	

MISSIONS DU POSTE D'ASHQ EN CUISINE EN EHPAD :

Les missions de l'ASHQ en cuisine sont les suivantes :

- Nettoyer les locaux et les équipements en cuisine ;
- Aider à la préparation des denrées (épluchage et coupe de légumes) ;
- Acheminer les repas dans les services ;
- Gérer les déchets de cuisine (cartons, compost).

GRILLE ET INDICE DE REMUNERATION :

Echelle applicable à la grille des agents des services hospitaliers qualifié.

Informations sur l'établissement

Nom :	EHPAD Saint-Jacques
Ville :	82600 Verdun-sur-Garonne
Site Web :	https://ehpad-saint-jacques-82.fr/

Pour candidater

Date limite de candidature :	25-09-2026
Conditions de candidature :	

CONDITIONS D'ACCES A LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE :

- Jouir de ses droits civiques ;
- Être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ;
- Ne pas avoir de mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire incompatibles avec l'exercice de ces fonctions (à noter que seule l'administration est habilitée à demander ce document) ;
- N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction ;
- Se retrouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'Armée ou de la Journée d'Appel de Préparation à la Défense.

QUALIFICATIONS REQUISES :

Peuvent faire acte de candidature toute personne, sans condition de titres ou de diplômes.

NATURE DES EPREUVES :

Le recrutement consiste à :

- Un examen des dossiers de candidatures. Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats et convoque pour entretien ceux dont elle a retenu la candidature.
- Un entretien public à caractère professionnel destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles. A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement.

COMPOSITION DU JURY :

L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont l'un est extérieur à l'établissement ou aux établissements dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Les membres de cette commission sont nommés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement organisateur du recrutement. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.

Pièces à fournir :

A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes :

- Un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
- Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
- Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
- Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).

Mail pour l'envoi des candidatures :

accueil@ehpad-verdun.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

EHPAD Saint-Jacques

79 chemin de la Fontaine de Paris

82 600 VERDUN-SUR-GARONNE