

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	03-08-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	4
Adresse d'envoi email des candidatures :	laurence.henriot@ch-shm.fr
Date du concours :	01-11-2026

Informations sur l'établissement

Nom :	CENTRE HOSPITALIER DE CHAUMONT
Ville :	52000 Chaumont
Site Web :	http://www.recrutement.fr

Pour candidater

Date limite
de 01-10-2026
candidature :

Conditions de candidature :

Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

Peuvent se présenter les personnes de nationalité française ou originaires d'un État de l'Espace Européen.

Pièces à fournir :

Une lettre de motivation

Un curriculum vitae indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi

Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou d'une pièce justifiant de la qualité de ressortissant d'un des États membres de l'Union Européenne, en cours de validité

Une attestation des employeurs successifs tant dans le secteur public que privé

Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant moins de trois mois

Mail pour
l'envoi des
candidatures :
laurence.henriot@ch-shm.fr

Adresse
postale pour
l'envoi des
candidatures
:

Le dossier d'inscription devra être envoyé, au plus tard, le 1er octobre 2026, par lettre recommandée, avec accusé réception, le cachet de la poste faisant foi, au Directeur du Centre Hospitalier de CHAUMONT, Service des Concours, 2 rue Jeanne d'Arc, B.P. 514, 52014 CHAUMONT CEDEX auprès duquel peuvent être obtenus tous les renseignements complémentaires pour la constitution du dossier.

L'ENSEMBLE DU DOSSIER DOIT ÊTRE DÉPOSÉ EN 4 EXEMPLAIRES