

## Technicien hospitalier

### Informations sur le concours

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Publié le :                                    | 17-08-2026                      |
| Filière :                                      | Filière technique               |
| Catégorie :                                    | B                               |
| Type(s) de concours :                          | Sur titres, Sur épreuves        |
| Voie(s) d'accès :                              | Externe                         |
| Nombre de postes offerts par l'établissement : | 1                               |
| Adresse d'envoi email des candidatures :       | cellule.concours@chu-reunion.fr |
| Date du concours :                             | 14-10-2026                      |
| A propos du poste :                            |                                 |

TECHNICIEN HOSPITALIER, SPECIALITE : GESTION DE LA LOGISTIQUE

NB : LA DATE DU CONCOURS EST DONNE A TITRE INDICATIF.

### Informations sur l'établissement

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nom :      | CHU DE LA REUNION                                                   |
| Ville :    | 97400 Saint-Denis                                                   |
| Site Web : | <a href="https://www.chu-reunion.fr">https://www.chu-reunion.fr</a> |

### Pour candidater

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Date limite de candidature : | 14-09-2026 |
| Conditions de candidature :  |            |

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé, dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens hospitaliers.

Pièces à fournir :

- Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre mentionnant votre numéro de matricule ;

- Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;
- les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;
- une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
- Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accomplis leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code de service national ;
- un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;
- une demande d'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) ;

Mail pour l'envoi des candidatures :

[cellule.concours@chu-reunion.fr](mailto:cellule.concours@chu-reunion.fr)

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

CHU DE LA REUNION - SITE FELIX GUYON

DRH

ALLEE DES TOPAZES

CS 11021

97400 SAINT-DENIS