

Manipulateur en électroradiologie médicale

Informations sur le concours

Publié le :	25-08-2026
Filière :	Filière médico-technique
Catégorie :	A
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	2
Adresse d'envoi email des candidatures :	gestion.carrieres@ch-aurillac.fr
Date du concours :	25-10-2026
A propos du poste :	

Accueil de la personne soignée et recueil des données

Contrôle et gestion des matériels, dispositifs médicaux et produits

Établissement/actualisation, organisation et mise en oeuvre de processus, procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son domaine d'activité

Exploitation, gestion et transfert des données et images

Formation et information des professionnels et étudiants

Information de la personne soignée et mise en oeuvre des soins dans le cadre de la continuité des soins

Mise en oeuvre des mesures de radioprotection

Mise en oeuvre des mesures liées à la qualité et à la prévention des risques

Organisation des activités et gestion des ressources

Réalisation de soins à visée diagnostique et thérapeutique dans le champ de l'imagerie, la médecine nucléaire, la radiothérapie et les explorations fonctionnelles

Veille et recherche professionnelle

Informations sur l'établissement

Nom : Centre Hospitalier Henri Mondor d'Aurillac

Ville : 15000 Aurillac

Pour candidater

Date limite de candidature : 25-09-2026

Conditions de candidature :

- Conditions générales aux concours de la fonction publique hospitalière :

Peuvent concourir les personnes :

- Possédant la nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
- Jouissant de leurs droits civiques,
- Dont, le cas échéant, les mentions portées au bulletin n°2 de leur casier judiciaire sont compatibles avec l'exercice des fonctions du grade pour lequel le concours est ouvert,
- Se trouvant en position régulière du code du service national,
- Remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

- Conditions propres au concours sur titres pour le recrutement d'un manipulateur d'électroradiologie médicale:

Peuvent concourir les personnes titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4351-3 (diplôme d'Etat français de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique) ou L. 4351-5 (brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale) du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.

Pièces à fournir :

Demande d'admission au concours ;

Photocopie de la carte nationale d'identité, du livret de famille ou de la carte de ressortissant de l'un des Etats membres de l'UE ;

Les diplômes, certificats dont vous êtes titulaires ou une copie dûment certifiée conforme à ces documents ;

Un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document. Pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du service national ;

Un CV sur papier libre pouvant être accompagné d'attestation d'emploi mentionnant, notamment les actions de formations suivies et éventuellement des travaux effectués

Mail pour l'envoi des candidatures :

gestion.carrieres@ch-aurillac.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Madame Léa GLEMET

Directrice des Ressources Humaines du

CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR D'AURILLAC

50, avenue de la République

B.P. 229

15002 AURILLAC CEDEX