

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	25-09-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	3
Adresse d'envoi email des candidatures :	rozenn.bergot@ehpadhautleon.fr
Date du concours :	16-12-2026
A propos du poste :	

3 postes d'agents d'entretien qualifiés

Informations sur l'établissement

Nom : EHPAD DU HAUT LEON
Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Pour candidater

Date limite de candidature : 12-11-2026

Conditions de candidature :

Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

Pièces à fournir :

Lettre de motivation ;
CV détaillé ;
Pièce d'identité.

Mail pour l'envoi des candidatures : rozenn.bergot@ehpadhautleon.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
Ehpad du Haut Léon
82 rue du Pont Neuf

