

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	08-10-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	3
Adresse d'envoi email des candidatures :	drh@ch-cholet.fr
Date du concours :	26-01-2027

Informations sur l'établissement

Nom :	Centre Hospitalier de Cholet
Ville :	49300 Cholet
Site Web :	https://www.ch-cholet.fr/

Pour candidater

Date limite de candidature :	08-12-2026
Conditions de candidature :	

Aucune condition de titres ou de diplômes.

Pièces à fournir :

A l'appui de leur demande (dossier de candidature) les candidats doivent joindre les pièces suivantes :

1°) une lettre de motivation ;

2°) un curriculum vitae détaillé (formations suivies, emplois occupés et durée) ;

3°) le cas échéant, un état signalétique des services militaires, ou une photocopie de ce document ou de la première page du livret ou le certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense ;

4°) une attestation si service civique ou volontariat international effectué ;

5°) une photocopie (recto-verso) de la carte nationale d'identité en cours de validité sur laquelle ils porteront la mention « conforme à l'original » et leur signature.

Les dossiers de candidature seront à retirer au secrétariat de la DRH de l'établissement.

Mail pour l'envoi des candidatures :

drh@ch-cholet.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Centre Hospitalier de Cholet

Direction des Ressources Humaines

1 rue marengo

49300 CHOLET